

# Invengenx®

## Bovint perikardievævspatch



- Bøjelig og intakt matrixmembran, der er modstandsdygtig over for infektion
- Overlegen trækstyrke - Klar til brug og præhydreret
- Elasticitet kompatibel med vaskulatur
- Overlegen suturretention

FORHANDLES AV:

**MEDISTIM**

Medistim Danmark  
www.medistim.dk  
E-post: danmark@medistim.com

**tisgenX**  
Life, Next Now™

# Invengenx® Bovint perikardievævspatch

Invengenx® bovint perikardielt vævspatches er tværbundet med glutaraldehyd ved hjælp af proprietær fikseringsmetodologi, som bevarer dets naturlige kollagenstrukturer. Vores fikseringsbehandling forbedrer vævets mekaniske styrke, samtidig med at det bevarer dets overlegne fleksibilitet, bløde og smidige egenskaber.

Råmaterialet kommer fra slagterier, der er placeret i OIE erklæret BSE/TSE frie lande, med fuld sporbarhed.



Ultimativ trækstyrke





Suturfastholdelse



Brudstyrke



Elasticitet og forlængelse



## Hjerte & Kar

- Atrial septal defekt
- Ventrikulær septaldefekt
- Højre ventrikulær udstrømningsskanal (RVOT) reparation og rekonstruktion
- Tetralogi af Fallot
- Reparation og rekonstruktion af hjerteklapper
- Vaskulære reparationer og rekonstruktioner\*

## Thorax

- Lukning af bronchiale stumper
- Diafragmatiske lukninger
- Behandling af medfødte brystvægsdefekter
- Behandling af medfødte traumatiske defekter

## Andet

- Trachea reparation
- Sår
- Hæfte- eller suturlinjeforstærkning
- Parastomal forstærkning
- Rektal prolaps
- Peyronies reparation
- Enterokutan fistel
- Rektovaginal fistel

## Stort udvalg af størrelser

MODEL	BESKRIVELSE	STR	MODEL	BESKRIVELSE	STR
XM-04	Thin Tissue Patch	0.6x8 cm	XM-12	Thin Tissue Patch	2x9 cm
XM-05	Thin Tissue Patch	0.8x8 cm	XM-13	Thin Tissue Patch	2.5x15 cm
XM-05T	Thin Tapered Tissue Patch	0.8x8 cm	XM-14	Square Tissue Patch	4x4 cm
XM-06	Thin Tissue Patch	1x6 cm	XM-15	Rectangular Tissue Patch	3x6 cm
XM-07	Thin Tissue Patch	1x10 cm	XM-16	Long Tissue Patch	4x16 cm
XM-07T	Thin Tapered Tissue patch	1x10 cm	XM-17	Rectangular Tissue patch	5x6 cm
XM-08	Thin Tissue Patch	1x14 cm	XM-18	Large Tissue Patch	5x10 cm
XM-08T	Thin Tapered Tissue Patch	1x14 cm	XM-19	Rectangular Tissue Patch	6x8 cm
XM-09	Thin Tissue Patch	1.5x8 cm	XM-20	Large Tissue Patch	6x10 cm
XM-10	Thin Tissue Patch	1.5x10 cm	XM-21	Large Tissue Patch	7x10 cm
XM-10T	Thin Tapered Tissue Patch	1.5x10 cm	XM-22	Large Tissue Patch	8x14 cm

\* Medistim Danmark markedsfører på nuværende tidspunkt ikke til Vaskulære indikationer